



L'Hygiène Active de l'air et des surfaces par micro diffusion



EASYSEPT® 220V

DESCRIPTION et AVANTAGES DU DIFFUSEUR

Robuste, léger et maniable, Easysept® est un diffuseur professionnel portable qui se transporte aisément sur tous les lieux à traiter dans le cadre de la lutte contre l'aérobiocontamination, la désinfection (**selon la norme NF T 72-281 version 2009 en mode dispersât dirigé**), la destruction des odeurs ainsi que la désinsectisation.

Grâce à son flexible, Easysept permet une intervention ciblée comme le traitement des matelas, rideaux, tentures ainsi que les recoins inaccessibles. Cette fonctionnalité est particulièrement appréciable dans la lutte contre les insectes et le traitement périodique des gaines d'évacuation, colonnes sèches, encastremements de baignoires, qui constituent le siège privilégié des mauvaises odeurs et les foyers préférés des insectes indésirables.

Easysept® est un diffuseur d'une conception très élaborée :

La purge automatique du flexible en fin de cycle élimine toute présence de produit dans le circuit de diffusion à l'arrêt du compresseur et un régulateur de charge participe à la formation d'un brouillard homogène avec un débit régulier.

CARACTERISTIQUES

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Puissance : | 120 W |
| Pression de sortie : | 3,5 bars |
| Longueur de flexible : | 1,20 m |
| Type de carrosserie : | Portative |
| Matière carrosserie : | Aluminium peint |
| Longueur hors tout : | 35 cm |
| Largeur hors tout : | 23 cm |
| Hauteur hors tout : | 36 cm |
| Poids à vide / Poids emballé : | 7,7 kg / 8,4 kg |
| Alimentation : | 230 Vac |
| Réservoir : | Bidon amovible de 2L |

Buse Delrin & injecteur titane – Système de purge automatique du circuit de liquide en fin de diffusion.



Micro-diffusion
sèche



ATTENTION !

Seuls les produits de la gamme Hygiasept® doivent être utilisés dans ce diffuseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme.

CAUTION !

The use of products outside the Hygiasept® range are not recommended with this diffuser and if used, we take no responsibility.

Mode d'emploi

Sélectionner le temps de diffusion à l'aide des touches ◯ et ⊖. Appuyer sur ⊕ pour démarrer. Le temps de diffusion s'affiche et se décompte. A la fin de la diffusion, la purge automatique se déclenche.

Instructions for use

Select diffusion time by using ◯ and ⊖ buttons. Press the ⊕ button to start. The screen shows the diffusion time and count down starts. At the end of the diffusion cycle, automatic bleeding starts.

www.hygiasept.com



L'Hygiène Active !

Les diffuseurs HYGIASEPT® sont garantis 1 an. -

Seuls les produits de la gamme Hygiaseptyl® doivent être utilisés. Toute utilisation de liquides autres que ceux préconisés par HYGIASEPT® entraînent l'annulation de la garantie. Nous n'engageons pas notre responsabilité en cas d'utilisation non prévue de la présente notice.



HYGIASEPT - Division commerciale de la société Hygiène et Nature

16, Rue René Dodille - 71100 SEVREY – FRANCET el : +33 (0) 3 85 92 92 20 / Fax : +33 (0) 3 85 92 92 56

Email : gestion@hygiasept.com - Site : www.hygiasept.com



Active Hygiene of air and surfaces by micro diffusion



220V EASYSEPT®



DESCRIPTION & ADVANTAGES OF THE DIFFUSER.

Easysept is a professional portable diffuser for dry micro-diffusion and can be carried easily in all premises to be treated. It enables aerobiodecontamination, disinfection (**according to NF T 72-281 Standard 2009 version with Directed Manual Process**), odour destruction and disinsectisation.

Easysept is equipped with a demountable flexible and a multi-directional head for a targeted treatment. It is then possible to treat mattresses, curtains, hangings and not easily accessible places. This function is especially used to destroy insects and to regularly treat air-conditioning ducts and air shafts, bath inserts : the favourite destinations for bad odours and undesirable insects.

The conception of Easysept is very elaborated:

It is equipped with an automatic cleaning system which evacuates every liquid leftover at the end of the cycle before the compressor stops and a load miser allows a constant discharge and an homogeneous formation of fog.



| SPECIFICATIONS | |
|---|--------------------|
| Power : | 120 W |
| Outlet pressure (air) : | 3,5 bar |
| Flexible length: | 1,20 m |
| Bodywork type : | Portative |
| Bodywork material : | Painted Aluminium |
| Overall length : | 35 cm |
| Overall width : | 23 cm |
| Overall height : | 36 cm |
| Weight empty / Overall Weight : | 7,7 kg / 8,4 kg |
| Power supply : | 230 Vac |
| Replacement Container : | 2 litres container |
| Delrin nozzle and titanium injector – Liquid circuit automatic valve system at the end of each diffusion. | |



Micro-diffusion
sèche



ATTENTION !

Seuls les produits de la gamme Hygiasept® doivent être utilisés dans ce diffuseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme.

CAUTION !

The use of products outside the Hygiasept® range are not recommended with this diffuser and if used, we take no responsibility.

Mode d'emploi

Sélectionner le temps de diffusion à l'aide des touches (⊖) et (⊕)
Appuyer sur (S) pour démarrer.
Le temps de diffusion s'affiche et se décompte.
À la fin de la diffusion, la purge automatique se déclenche.

Instructions for use

Select diffusion time by using (⊖) and (⊕) buttons.
Press the (S) button to start.
The screen shows the diffusion time and count down starts.
At the end of the diffusion cycle, automatic bleeding starts.

www.hygiasept.com



L'Hygiène Active !

HYGIASEPT® diffusers are guaranteed for one year.

The use of products outside the Hygiasept® range are not recommended with this diffuser and if used, we take no responsibility.



HYGIASEPT - Commercial of Hygiène et Nature

16, Rue René Dodille - 71100 SEVREY – FRANCE Tel : +33 (0) 3 85 92 92 20 / Fax : +33 (0) 3 85 92 92 56

Email : gestion@hygiasept.com - Site : www.hygiasept.com